

P 20 dental Dentalgips

Merkmale	Spezialgips auf Naturgipsbasis. (Modellgips DIN EN ISO 6873 Typ 2) Bei Bedarf kann gefärbt werden.	
Anwendung	Der Basisgips für das zahntechnische Laboratorium. Universaler Dentalgips, harter und bruchfester..	
Vorteile	glatte Oberfläche schnelles Aushärten	
Technische Daten	Wasser/Gips-Wert:	0,58-0,60
	Verarbeitungszeit (Minuten):	7-9
	Abbindezeit (Minuten):	11-13
	Druckfestigkeit (N/mm ²):	> 50
	Lineare Expansion (%):	< 0,15
	Festigkeitsklasse:	Klasse 2
	Farbe:	weiß
Verpackung	25 kg Papiersack, 40 Säcke/Palette mit Schrumpffolie 5 kg Papierbeutel, 200 Beutel/Palette mit Schrumpffolie	
Lagerfähigkeit	In ungeöffneten Säcken bei überdachter und trockener Lagerung ca. 6. Monate. Produktionsdatum siehe auf der Sackseite.	
Hersteller Distributor	CASEA GmbH, Deutschland Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: +36-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: +36-59-311-333	